



Gebruiksaanwijzing LAPAROX® cilinders

Samenstelling, toedieningsvorm:

- Kooldioxide (CO₂), 100%
- LAPAROX is verpakt als vloeibaar gas onder druk in gascilinders. 1 liter LAPAROX komt overeen met 0,75 kg bij een temperatuur van 15°C.

Beoogde toepassing:

- LAPAROX is bedoeld voor gebruik als accessoire bij een medisch hulpmiddel met CE-keurmerk voor toediening van kooldioxide.
- Veel voorkomende medische procedures waarbij LAPAROX wordt gebruikt, zijn insufflatie voor het verschaffen van beter zicht tijdens endoscopie, minimaal invasieve chirurgie en cryochirurgie.

Bijzondere waarschuwingen/mogelijke bijwerkingen:

- LAPAROX moet altijd worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant van het medische hulpmiddel, door daarvoor opgeleid personeel.
- Kooldioxide (een gas dat zwaarder is dan lucht) kan zich verzamelen op lage punten en voor een gevaarlijke atmosfeer zorgen. In ruimten waar LAPAROX wordt gebruikt, is een goede ventilatie vereist.
- Mogelijke bijwerkingen van LAPAROX zijn kooldioxideretentie, cardiovasculaire effecten, pneumothorax, emfyseem, veneuze gasembolie en hypoxie.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

- Bevat (vloeibaar) gas onder druk. Kan exploderen indien verhit.
- Hanteer het materiaal met schone handen.
- Hevel gas onder druk niet over van een cilinder naar een andere.
- Ga niet vóór de afsluiter of achter de gascylinder onder druk staan, maar altijd ernaast.
- Gebruik standaard en speciale koppelingsaansluitingen of slangen voor medische CO₂.
- Gebruik de cilinder rechtop tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Het gebruik van het product bij een hoge flow kan ijsvorming op de cilinder en koppelingen veroorzaken.
- Probeer een defecte afsluiter niet te repareren.
- Ontkoppel de koppeling niet en probeer deze niet strakker aan te draaien zonder de druk van het systeem af te halen.

Gebruiksaanwijzing:

- Raadpleeg voor gebruik de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel waarmee de LAPAROX wordt gebruikt en volg de aanbevelingen van de zorgverlener op.
- Controleer bij levering en voor elk gebruik of de verpakking en het verzegelingsysteem (tamper evidence) onbeschadigd zijn.
- Controleer in het bijzonder of de apparatuur geschikt is en in goede staat verkeert. Weeg de cilinder om er zeker van te zijn dat de resthoeveelheid voldoende is voor de continuïteit van de aanvoer gedurende de gehele procedure. Aangezien LAPAROX een vloeibaar gas onder druk is, daalt de druk snel zodra de cilinder geen vloeistof meer bevat.
- Reinig en ontsmet de cilinder indien nodig. Controleer de integriteit.
- Verwijder de verzegeling (tamper evidence) van de verpakking, controleer of de afsluiter schoon is en of er geen vreemde deeltjes aanwezig zijn.
- Open de cilinderafsluiter een klein stukje totdat het gas naar buiten stroomt en sluit de afsluiter onmiddellijk weer (hierdoor worden eventuele deeltjes verwijderd). Herhaal dit 2 tot 3 keer.
- Koppel de cilinder aan het bijbehorende hulpmiddel:
 - Draadaansluiting: breng de regelaar en cilinderkopplingsen met elkaar in lijn.
 - Pin-indexaansluiting: breng de plaatsingspinnen van de afsluiter in lijn met de gaten.



Mode d'emploi LAPAROX® en bouteilles

Composition, présentation :

- Dioxyde de carbone (CO₂), 100%
- LAPAROX est conditionné sous forme de gaz liquéfié sous pression dans des bouteilles de gaz. 1 litre de LAPAROX correspond à 0,75 kg à une température de 15°C.

Utilisation prévue :

- LAPAROX est destiné à être utilisé comme accessoire en association avec un dispositif médical portant le marquage CE pour l'administration de dioxyde de carbone.
- Ses applications médicales courantes sont l'insufflation pour permettre la visualisation lors d'interventions chirurgicales endoscopiques, invasives minimales et cryochirurgie.

Mises en garde spéciales/effets indésirables potentiels :

- LAPAROX doit toujours être administré conformément aux instructions du fabricant du dispositif médical d'administration, par du personnel médical formé à cet effet.
- Le CO₂ (gaz plus lourd que l'air) peut s'accumuler dans les points bas et y rendre l'atmosphère dangereuse. LAPAROX nécessite une bonne ventilation des lieux d'utilisation.
- Les effets indésirables potentiels de LAPAROX sont une rétention de dioxyde de carbone, des effets cardio-vasculaires, un pneumothorax, de l'emphysème, une embolie gazeuse veineuse et une hypoxie.

Précautions d'emploi :

- Contient du gaz (liquéfié) sous pression. Peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- Manipuler le matériel avec des mains propres.
- Ne pas transférer le gaz sous pression d'une bouteille dans une autre.
- Ne pas se placer face à la sortie du robinet ni derrière la bouteille de gaz sous pression, mais toujours latéralement.
- Utiliser des raccords ou flexibles standards et spécifiques pour le CO₂ à usage médical.
- Sauf indication contraire, utiliser la bouteille robinet vers le haut.
- L'utilisation du produit à haut débit peut entraîner une prise en glace de la bouteille et des raccords.
- Ne pas tenter de réparer un robinet défectueux.
- Ne pas déconnecter ou tenter de serrer les raccords sans avoir préalablement purgé complètement l'équipement.

Mode d'emploi :

- Avant utilisation, se référer aux instructions du fabricant du dispositif associé au LAPAROX et se conformer aux recommandations du médecin.
- Lors de la livraison et avant toute utilisation, contrôler l'intégrité de l'emballages et du système de garantie d'inviolabilité.
- Contrôler en particulier l'adéquation et le bon état de l'équipement. S'assurer que la quantité restante permettra la continuité d'alimentation pendant toute la durée d'administration du produit en pesant la bouteille. En effet, comme le LAPAROX est un gaz liquéfié sous pression, la pression diminue rapidement lorsqu'il n'y a plus de liquide dans la bouteille.
- Nettoyer et décontaminer la bouteille si nécessaire. Vérifier son intégrité.
- Ôter le dispositif d'inviolabilité de la bouteille, vérifier la propreté du raccord du robinet et l'absence de corps étrangers.
- Ouvrir légèrement le robinet de la bouteille jusqu'à entendre le sifflement du gaz et le refermer immédiatement (cela élimine les éventuels poussières). Répéter 2 à 3 fois cette opération.
- Raccorder la bouteille au dispositif d'administration :
 - Raccord vissé : aligner les raccords du régulateur et de la bouteille.
 - Robinet à étrier avec ergots de sécurité : aligner les ergots de positionnement du robinet sur les trous.
- Le visser ensuite à la main jusqu'à la butée.

- Schroef vervolgens het materiaal met de hand vast totdat het niet meer verder kan.
- Controleer voordat u de afsluiter opent of de koppelingen goed zijn aangebracht.
- **Open de cilinderafschuiter niet indien deze niet aangekoppeld is (risico op koude verbranding door vloeibaar gas).**
- Open de cilinderafschuiter langzaam en volledig, zonder deze te forceren.
- Plotseling openen van de afsluiter kan het product in vloeibare fase brengen met als gevolg een risico op cryogene verbranding (door koude).
- Sluit na gebruik altijd de cilinderafschuiter en maak het systeem drukloos.

Bijzondere aanbevelingen:

- Voor medisch gebruik door gekwalificeerd personeel. Gebruik dient plaats te vinden door bekwaam en gekwalificeerd personeel volgens de instructies behorende bij het toedieningshulpmiddel.
- Zet cilinders met LAPAROX voor transport vast om elk risico op schokken of omvallen te vermijden.
- Hanteer cilinders voorzichtig, met name de cilinders met een capaciteit van < 5 liter (geen beschermkap op pin-indexafsluiters).
- Til de cilinder niet op aan de afsluiter. Bewaar lege cilinders met gesloten afsluiter.

Opslag/transport:

- Voorzichtig hanteren.
- De uiterste gebruiksdatum die is aangegeven op het etiket op de verpakking niet overschrijden.
- Bewaren in goed geventileerde ruimten, verwijderd van hittebronnen, slechte weersomstandigheden en bij een temperatuur beneden 50°C.
- Opslagruimten moeten ruim voldoende worden geventileerd.
- In opslag, tijdens transport en in gebruik: de cilinders met een geschikt middel (ketting, haken,...) zekeren, om ze rechtop te houden en elk risico op omvallen te vermijden.
- De cilinder rechtop met gesloten afsluiter en verwijderde drukregelaar oplaan en transporteren.
- Niet MRI-compatibel.

Mogelijke incidenten:

- Gaslek: sluit de afsluiter, ontlucht het koppelingsysteem. Indien hetlek blijft bestaan, spoel het systeem, laat het gas ontsnappen zonder te proberen de afsluiter af te dichten of te repareren en retourneer de defecte verpakking aan de fabrikant.
- Elk ongewenst voorval moet overeenkomstig het nationale vigilancesysteem voor medische hulpmiddelen worden gemeld bij de nationale bevoegde instantie:

Voor Nederland: IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
E-mail: meldpunt@igj.nl.

Voor België: FAGG – Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten: E-mail: meddev@fagg.be.

Voor Luxemburg: Ministère de la Santé, Direction de la Santé:
E-mail: meddevices@ms.etat.lu.

Verdere informatie:

- Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in: maart 2020.
- Raadpleeg voor meer informatie over cryogene gassen en vloeibaar koolstofdioxide de MSDS op www.linde-healthcare.nl/shop of neem contact op met de fabrikant (zie hieronder).



Fabrikant: Linde Gas Therapeutics Benelux B.V.
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland
Nederland: Tel. +31 40 2825825
België & Luxemburg: Tel +32 70 233826



- Vérifier avant l'ouverture du robinet, que les raccordements ont été correctement effectués.
- **Ne pas ouvrir le robinet de la bouteille lorsqu'il n'est pas raccordé (risque de brûlure par projection de liquide).**
- Ouvrir lentement le robinet de la bouteille, sans forcer ni aller jusqu'à la butée.
- Une ouverture brutale peut entraîner une projection de produit sous forme liquide et donc un risque de brûlure cryogénique (par le froid).
- Après usage, toujours refermer le robinet de la bouteille et purger complètement l'équipement.

Recommandations particulières :

- Pour usage médical par des personnes qualifiées. Le produit doit être utilisé exclusivement par des personnes compétentes et qualifiées conformément aux instructions du dispositif d'administration.
- Lors de leur transport, fixer les bouteilles de LAPAROX pour éviter tout risque de choc ou de chute.
- Manipuler les bouteilles avec précaution, en particulier celles d'une capacité de moins de 5 litres (absence de chapeau de protection des robinets à ergots).
- Ne pas soulever la bouteille par le robinet. Conserver les bouteilles vides avec le robinet fermé.

Conservation/transport:

- Manipuler avec précaution.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette du conditionnement.
- Conserver dans un endroit bien aéré, à l'abri de sources de chaleur, des intempéries et à une température inférieure à 50°C.
- Les sites de stockage doivent être suffisamment ventilés.
- Lors du stockage, du transport et de l'utilisation, fixer les bouteilles par des moyens appropriés (chaînes, crochets,...) afin de les maintenir en position verticale et d'éviter tout risque de chute accidentelle.
- Stocker et transporter verticalement avec les robinets fermés et après retrait du régulateur de pression.
- Non compatible avec l'IRM.

Incidents potentiels :

- Fuite de gaz : fermer le robinet, purger le système de raccordement. Si la fuite persiste, placer la bouteille à l'air libre et laisser le gaz s'évacuer sans essayer de colmater ou de réparer le robinet et renvoyer le conditionnement défectueux au fabricant.
- Tout événement indésirable doit être notifié aux autorités compétentes conformément au système national de surveillance des dispositifs médicaux:
- **Pour les Pays-Bas :** IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd :
Adresse électronique : meldpunt@igj.nl.
- **Pour la Belgique :** AFMPS - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé : Adresse électronique : meddev@fagg.be.
- **Pour le Grand-Duché de Luxembourg :** Ministère de la Santé, Direction de la Santé : Adresse électronique : meddevices@ms.etat.lu.

Plus d'informations :

- Date de dernière révision de ce mode d'emploi : Mars 2020.
- Veuillez-vous référer aux informations supplémentaires concernant les gaz cryogéniques et les fiches signalétiques de dioxyde de carbone liquide disponibles auprès de www.linde-healthcare.nl/shop ou contactez le fabricant (voir ci-dessous).



Fabricant : Linde Gas Therapeutics Benelux B.V.
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Pays-Bas
Pays-Bas : Tél. +31 40 2825825
Belgique & Luxembourg : Tél. +32 70 233826





Gebrauchsanleitung LAPAROX® Behälter

Zusammensetzung, Verpackung:

- Kohlendioxid (CO₂), 100%
- LAPAROX wird als unter Druck verflüssigtes Gas in Gasbehälter verpackt. 1 Liter LAPAROX entspricht 0,75 kg bei einer Temperatur von 15°C.

Zweckbestimmung:

- LAPAROX wird als Zubehör für Medizingeräte mit CE-Kennzeichnung zur Anwendung von Kohlendioxid eingesetzt.
- Eine medizinische Anwendung, bei der LAPAROX häufig zum Einsatz kommt, ist die Insufflation, durch die die Sicht bei endoskopischen, minimalinvasiven Eingriffen hergestellt wird und Kryochirurgie.

Besondere Warnhinweise/mögliche Nebenwirkungen:

- LAPAROX darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Medizingeräteherstellers und nur von geschultem Personal eingesetzt werden.
- CO₂ ist schwerer als Luft. Es kann sich an tiefer gelegenen Stellen ansammeln und eine gefährliche Konzentration in der Luft annehmen. LAPAROX sollte nur in Bereichen mit wirksamer Lüftung eingesetzt werden.
- Mögliche Nebenwirkungen von LAPAROX sind Kohlendioxidretention, Herz-Kreislauf-Effekte, Pneumothorax, Emphysem, venöse Gasembolie und Hypoxie.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

- Enthält druckverdichtetes (flüssig) Gas. Kann bei Erhitzung explodieren.
- Nur mit sauberen Händen anfassen.
- Kein verdichtetes Gas von einer in die andere Flasche umfüllen.
- Niemals vor dem Auslassventil oder hinter einer Druckgasflasche stehen, sondern immer seitlich.
- Standard- oder Spezialanschlüsse oder -schläuche für medizinisches CO₂ verwenden.
- Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, sind die Gasflaschen in aufrechter Position zu verwenden.
- Die Nutzung des Produkts im Highflow Bereich kann zum Vereisen von Flasche und Anschlüssen führen.
- Versuchen Sie nicht defekte Ventile zu reparieren.
- Die Einrichtung vollständig belüften, bevor Anschlüsse abgenommen oder fest angezogen werden.

Anwendungshinweise:

- Vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung des Medizingeräts lesen, mit dem das LAPAROX eingesetzt wird. Die Empfehlungen des medizinischen Fachpersonals befolgen.
- Bei Anlieferung und vor jeder Anwendung die Unversehrtheit der Verpackung und der Schutzfolie überprüfen.
- Insbesondere die Eignung und den einwandfreien Zustand der Ausrüstung inspizieren. Gasflasche wiegen, um sicherzustellen, dass die verbliebene Menge für den geplanten Einsatz ausreicht. Das LAPAROX als unter Druck verflüssigtes Gas im Behälter vorliegt, sinkt der Druck rapide, wenn keine Flüssigkeit mehr im Behälter vorhanden ist.
- Behälter bei Bedarf reinigen und dekontaminieren. Unversehrtheit des Behälters prüfen.
- Schutzfolie von der Verpackung abnehmen, Sauberkeit des Auslassventils prüfen und sicherstellen, dass keine Fremdpartikel vorhanden sind.
- Das Ventil an der Gasflasche leicht öffnen, bis Gas ausströmt, und sofort wieder schließen. Damit werden mögliche Fremdpartikel entfernt. 2 bis 3 Mal wiederholen.
- Gasflasche an das Medizingerät anschließen:
 - Schraubverbindung: Anschluss von Druckregler und Flasche aufeinander ausrichten.
 - Pin-Index-Verbindung: Stifte des Ventils auf die Löcher ausrichten.
- Anschluss von Hand aufzuschrauben, bis es nicht mehr weitergeht.



Instruction for use LAPAROX® cylinders

Composition, presentation:

- Carbon dioxide (CO₂), 100%
- LAPAROX is packaged as liquefied gas under pressure in gas cylinders. 1 liter of LAPAROX corresponds to 0,75 kg at a temperature of 15°C.

Intended application:

- LAPAROX is intended to be used as an accessory to a CE-marked medical device for administration of carbon dioxide.
- Common medical procedures where LAPAROX is used are insufflation for creation of visibility during endoscopic procedures, minimal invasive surgical procedures and also cryosurgery.

Special warnings/possible side-effects:

- LAPAROX should always be administered in accordance with the instructions from the medical device manufacturer, by educated personnel.
- CO₂ (a gas heavier than air) can accumulate on low points and make the atmosphere dangerous. Good ventilation is required in areas where LAPAROX is used.
- Possible side effects of LAPAROX are carbon dioxide retention, cardiovascular effects, pneumothorax, emphysema, venous gas emboli and hypoxia.

Precautions for use:

- Contains (liquefied) gas under pressure; may explode if heated.
- Handle material with clean hands.
- Do not transfer pressurized gas from one cylinder to another.
- Do not stand in front of the valve outlet or behind the pressurized gas cylinder, but always at the side.
- Use standard and specific connection fittings or hoses for medical CO₂.
- Unless explicitly specified, use the cylinder in an upright position.
- The use of the product at high flow can cause icing at the cylinder and connections.
- Do not attempt to repair a defective valve.
- Do not disconnect or try to tighten the connection without first depressurizing the system.

Instruction for use:

- Before use, refer to the manufacturer's instructions of the device associated with the medical CO₂ and follow the recommendations of the healthcare professional.
- At delivery and prior to any use, check the package integrity and the tamper evidence sealing system.
- In particular, check whether the equipment is suitable and in good condition. Ensure that the residual amount will allow continuity of supply throughout the product delivery process by weighing the cylinder. Since LAPAROX is a liquid gas under pressure, the pressure drops quickly as soon as the cylinder no longer contains any liquid.
- If necessary, clean and decontaminate the cylinder and check its integrity.
- Remove the seal (tamper evidence) from the package, check that the valve is clean and that no foreign particles are present.
- Open the cylinder valve slightly until the gas flows out and immediately close the valve again (this will remove any particles). Repeat this step 2 to 3 times.
- Connect the cylinder to the corresponding device:
 - Screw connection: align the regulator and cylinder connections.
 - Pin index connection: align the locating pins of the valve to the holes.
- Secure the connection by hand until it reaches the stop.
- Before opening the valve check that the couplings are properly fitted.
- **Do not open the cylinder valve if not connected (risk of cold burns).**
- Slowly open the cylinder valve completely, without forcing.

- Vor Öffnung des Ventils überprüfen, ob die Anschlüsse korrekt hergestellt wurden.
- **Ventil der Gasflasche nicht öffnen, wenn kein Anschluss besteht (Risiko von Kaltverbrennung durch Flüssiggas).**
- Flaschenventil langsam und ohne Kraftaufwand bis kurz vor den Anschlag öffnen.
- Bei plötzlichem Öffnen kann die Flüssigphase des Produkts austreten und zu Kaltverbrennung führen.
- Nach Gebrauch das Flaschenventil schließen und die Einrichtung vollständig belüften.

Besondere Empfehlungen:

- Nur zur medizinischen Anwendung durch qualifiziertes Personal. Darf nur von fachkundigem und qualifiziertem Personal gemäß den Anweisungen des eingesetzten Medizingeräts angewendet werden.
- Die LAPAROX-Gasflaschen sind beim Transport so zu sichern, dass sie keinen Erschütterungen ausgesetzt sind und nicht fallen können.
- Gasbehälter mit Vorsicht handhaben, insbesondere kleinere Behälter mit weniger als 5 Liter Fassungsvermögen, die keine Schutzkappen auf den Pin-Index-Ventilen haben.
- Gasflasche nicht am Ventil anheben. Leere Gasflaschen mit geschlossenem Ventil lagern.

Lagerung/Transport:

- Mit Vorsicht behandeln.
- Das auf der Verpackung angegebene Verfalldatum darf nicht überschritten werden.
- In gut belüfteten Bereichen bei unter 50°C mit Abstand zu Wärmequellen und vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.
- Lagerbereiche müssen großflächig belüftet werden.
- Bei der Lagerung, während des Transports und bei der Verwendung sind die Behälter mit geeigneten Mitteln (Ketten, Haken, ...) zu sichern, sodass sie aufrecht stehen und nicht umfallen können.
- Aufrecht stehend mit geschlossenem Ventil und ohne Druckregler lagern und transportieren.
- Nicht MRT-geeignet.

Mögliche Vorkommnisse:

- Ausströmendes Gas: Ventil schließen, Anschlussystem entleeren. Wenn weiterhin Gas ausströmt: Behälter entlüften, Gas entweichen lassen; nicht versuchen, das Ventil abzudichten oder zu reparieren. Defekten Behälter an den Hersteller zurückgeben.
- Jedes unerwünschte Ereignis ist gemäß dem nationalen Beobachtungs- und Meldesystem an die zuständigen Behörden zu melden:

In den Niederlande: IGJ - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
E-Mail: meldpunt@ijg.nl.

In Belgien: FAMHP – Bundesbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte:
E-Mail: meddev@fagg.be.

In Luxemburg: Ministère de la Santé, Direction de la Santé:
E-Mail: meddevices@ms.etat.lu.

Weitere Informationen:

- Diese Anleitung wurde zuletzt überarbeitet im: März 2020.
- Weitere Informationen zu kryogenen Gasen und Sicherheitsdatenblättern für flüssiges Kohlendioxid erhalten Sie von www.linde-healthcare.nl/shop oder kontaktieren Sie den Hersteller (siehe unten).



Hersteller: Linde Gas Therapeutics Benelux B.V.
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Niederlande
Niederlande: Tel. +31 40 2825825
Belgien & Luxemburg: Tel. +32 70 233826



- Suddenly opening the valve may lead to liquifying the product and could pose a risk of cryogenic burning.
- After use, always close the cylinder valve and depressurizing the system.

Special recommendations:

- For medical use by qualified personnel. Use should be by competent and qualified personnel according to the instructions for use with the administration device.
- When transporting the cylinders of LAPAROX, secure the cylinders to avoid any risk of shocks or falling.
- Handle cylinders with caution and particularly those with a capacity of < 5 liters (no protective cap on Pin-Index taps).
- Do not lift the cylinder by its valve. Keep empty cylinders with valve closed.

Storage/transport:

- Handle carefully.
- Do not exceed the expiry date which is indicated on the package label.
- Keep in well-ventilated areas, away from sources of heat, bad weather and at temperatures below 50°C.
- Storage areas must be sufficiently ventilated.
- In storage, during transport and in use: secure the cylinders with an appropriate means (chains, hooks, ...) to keep them in a vertical position and avoid any risk of accidental falling over.
- Store and transport upright with closed valve and pressure regulator removed.
- Not MRI compatible.

Possible incidents:

- Gas leak: close the valve, purge the coupling system. If the leak persists, purge the system from the cylinder, allow the gas to be evacuated without attempting to seal or repair the valve and return the defective packaging to the manufacturer.
- Any adverse event must be reported to the national competent authority in accordance with the national vigilance system for medical devices:
For The Netherlands: IGJ - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
E-mail: meldpunt@ijg.nl.
For Belgium: FAGG - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten: E-mail: meddev@fagg.be.
For Luxembourg: Ministère de la Santé, Direction de la Santé:
E-mail: meddevices@ms.etat.lu.

Further Information:

- This instruction for use was last updated: March 2020.
- Please refer for further information relating to cryogenic gases and Liquid Carbon Dioxide to the MSDS available from www.linde-healthcare.nl/shop or contact the manufacturer (see below).



Manufacturer: Linde Gas Therapeutics Benelux B.V.
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, The Netherlands
The Netherlands: Tel. +31 40 2825825
Belgium & Luxembourg: Tel. +32 70 233826

