



UltraFill.

Compresseur d'oxygène individuel pour un usage à domicile.



Système de compression individuel

L'Ultrafill est un équipement à oxygène élaboré qui se compose d'un appareil de chargement d'oxygène, d'un concentrateur d'oxygène compatible, d'un ou de plusieurs cylindres à oxygène et d'un système d'économie ou de réglage. Pendant que l'Ultrafill remplit un cylindre, un concentrateur d'une capacité de 5 litres alimente un patient avec un débit de 3 litres pour remplir sans s'arrêter le cylindre.

Avantages

- Cylindres à 200 bars : autonomie et mobilité renforcées
- Cylindres légers
- Faible niveau sonore (44 dBa)
- Faible consommation en énergie (110W)
- Facile à utiliser
- Le patient peut durant l'oxygénothérapie enlever un cylindre et le remplir
- Système de remplissage facile pour le patient : d'une main on peut brancher ou débrancher un cylindre
- Aucun entretien pour le patient : pas de changement hebdomadaire de filtre

Remboursement

Consultez à ce sujet notre notice de remboursement concernant la nouvelle convention oxygène.

Spécifications de l'UltraFill

Poids	20,4 kg
Dimensions(LxHxP)	508 x 648 x 229 cm
Type Cylindre à oxygène avec économiseur	200 bar
Type économiseur	Intégré
Concentration en oxygène	93% (± 3%)
Niveau sonore	44dBa
Consommation moyenne	110 W
Débit pour le patient pendant le rechargement	<3 l/min avec EverFlo
Alarme	Sonore et optique
Alarme en panne d'électricité	Oui
Compresseur compatible	EverFlo
Fabricant	Respironics

Spécifications cylindre

	2 Litres avec l'économiseur
Réglages du débit	Continu & alimentation pulsée
O2 capacité en L	427 L
Hauteur	512,3 mm
Diamètre	102 mm
Poids (vide)	3,0 kg
Poids (plein)	3,5kg
Temps de chargement	4h04
Durée (débit pulsé @ niveau : 2)	10h14
Durée (2 l/min débit continu)	3h23

Matériel fourni

- Un équipement à oxygène individuel UltraFill
- Un compresseur d'oxygène individuel Everflo
- Un cylindre de 2 litres avec économiseur
- Une paire de lunettes à oxygène
- Manuel d'utilisation
- Tuyau de connection



Linde: living healthcare

Linde Healthcare Benelux

Pays-bas: De keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tél. +31 (0)88 327 6276, Fax +31 (0)88 327 6277, www.linde-healthcare.nl

Belgique: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tél. +32 (0)70 233 824, Fax +32 (0)70 233 828, www.linde-healthcare.be